



DB10

enjoy the silence



**“enjoy the silence
into my little world”**

DB10 è una stazione di lavoro completa per fresatore. Il box insonorizzato permette di abbattere il rumore durante le lavorazioni, mantenendo la massima visibilità interna.

DB10 is a complete workstation for milling machines. The soundproof box allows to reduce the noise of the mill, maintaining maximum internal visibility.

DB10 est un poste de travail complet pour fraisage. La boîte insonorisée permet de réduire le bruit du fraiseur pendant le travail, tout en conservant une visibilité interne maximale.

DB10 ist ein kompletter Arbeitsplatz für Fräsmaschinen. Die schalldichte Box ermöglicht es, den Geräuschpegel der Mühle zu reduzieren und gleichzeitig die maximale innere Sicht zu gewährleisten.



“all I ever wanted, all I ever needed”

10dB noise reducing

L'insonorizzazione del vano di lavoro permette di ridurre il rumore di 10dB

The soundproofing of the worktop reduces the noise of the unit by 10dB.

L'insonorisation du plan de travail réduit le bruit de l'unité de 10dB.

Die Schalldämmung der Arbeitsplatte reduziert den Geräuschpegel des Gerätes um 10dB.

Ampia finestra vetro 2+2mm anti-sfondamento

Large unbreakable 2+2mm glass window
Grande fenêtré en verre incassable 2+2mm
Großes unzerbrechliches 2+2mm Glasfenster

Apertura e chiusura soft

Opening and closing soft device
Ouverture et fermeture souple
Soft-Gerät öffnen und schließen

Ripiano estraibile

Extractable shelf
Tirette extractible
Ausziehbares Regal

Cassettone per materiali e strumenti

Large drawer for materials and tools
Grand tiroir pour matériaux et outils
Große Schublade für Materialien und Werkzeuge

Vani per aspirazione e magazzino

Suction housing and storage compartments
Compartment pour logement aspiration
ainsi que stockage
Sauggehäuse und Staufächer

Boccole posteriori per passaggio cavi

Rear holes for cables passage
Perçages à l'arrière pour passages des câbles
Hintere Löcher für Kabeldurchführung



